



Movilidad NUBE 115



Imágenes no contractuales

La silla de ruedas NUBE 115 es ligera, compacta y con posibilidad de realizar transferencias. Estas son las palabras clave de esta silla de ruedas de transporte extremadamente útil que cuenta con cinturón de fijación y frenos de acompañante de serie..

Los tubos del respaldo se pliegan completamente hacia atrás. Pueden desmontarse fácilmente los reposapiés. Esto le brinda una silla de ruedas compacta muy liviana que puede llevar consigo en el coche.

Descripción de producto	Referencia
Silla de ruedas.	NUBE 115
Especificaciones técnicas	
Dimensiones largo x alto.	101 x 90 cm. con reposapiés
Dimensiones largo x alto.	81 x 91,5 cm. sin reposapiés
Plegada largo x alto x ancho	68 x 75 x 26 cm. sin reposapiés
Ancho asiento.	42 / 48 cm.
Ancho total, según asiento.	49 / 55 cm.
Peso máximo soportado	115 kg. 
Peso	9,6 / 10 kg. 
Radio de giro mínimo.	150 cm. 
Frenos palanca	Manual en traseras 2. 
Frenos acompañante	Manual en traseras 2. 
Ruedas delanteras	15,5 cm.
Ruedas traseras	31,7 cm.

Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año
Normativa	CE. ISO 9999: 12 22 18

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).



Plegada largo 68 x alto 75 x ancho 26 cm. sin reposapiés.



Reposabrazos plegable.



2 Frenos de acompañante con bloqueo.



Mandos de acompañante plegables.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

