



La GUARDIAN 170 es la silla de ruedas XL en el ámbito de sillas de ruedas estándar. Con una capacidad de carga de 170 kg y disponible en anchos de asiento de 52, 55 y 58 cm, puede transportar a usuarios más voluminosos.

Cuenta con altura de asiento variable; es posible ampliar la distancia entre ejes y también está equipada con paneles laterales Duo.

Descripción de producto	Referencia
Silla de ruedas.	GUARDIÁN 170
Especificaciones técnicas	
Dimensiones largo x alto x alto	101 x 93,5 x AA+19 cm.
Largo sin reposapiés.	84 cm.
Ancho plegada.	33 cm.
Ancho asiento. (AA)	52 / 55/ 58 cm.
Ancho total, según asiento.	71 / 74 / 77 cm.
Peso máximo soportado	170 kg. 
Peso	22,8 kg.. 
Frenos	Manual en ruedas traseras. 
Ruedas delanteras	20 cm. macizas.
Ruedas traseras	61 cm. neumaticas.
Diámetro de aro propulsión	53,5 cm.

Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año
Normativa	CE. ISO 9999: 12 22 03

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).



Ruedas antivuelco (Opcional)




Reposacabezas (Opcional)



Cinturón de seguridad (Opcional)



Apoyo de muñón (Opcional)



Freno de tambor (Opcional)

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

