



TERAPIAS

SILLA OCULUS 120



La silla multifuncional metálica de posicionamiento oftalmológico está diseñada específicamente para pacientes que se han sometido a operaciones de desprendimiento de retina y operación de mácula.

Su diseño permite a los pacientes adoptar la postura boca abajo requerida durante varias semanas tras la cirugía, sin causar molestias en la espalda y el cuello. Cuenta con soportes faciales y torácicos ajustables, un asiento regulable en altura y un tapizado en polipiel resistente al agua y al aceite.

Descripción de producto	Referencia
SILLA POSICIONAMIENTO	OCULUS 120
Especificaciones técnicas	
Dimensiones embalaje.	104 x 50 x 26 cm.
Adaptable a pacientes	Si.
Soporte torácico.	Movil.
Asiento altura.	Regulable.
Soporte facial.	Ajustable.
Reporte de manos.	Ajustable.
Peso máximo soportado	120 kg.
Peso	8 kg.
Tapizado.	Polipiel.
Lavable	Si.
Metal de los tubos.	Acero aleado.
Plegable.	Si.
Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).



Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)