



Apnea Obstructiva **AirSense 10**



Imágenes no contractuales

El Auto cpap **AIRSENSE 10** es un dispositivo avanzado y fácil de usar para la terapia de apnea del sueño, diseñado para mejorar la calidad del sueño mediante un tratamiento personalizado y eficaz. Equipado con la tecnología AutoSet™, ajusta automáticamente la presión de la terapia según las necesidades individuales del usuario durante la noche, asegurando una terapia óptima. Además, cuenta con **Climate Control** que regula la temperatura y la humedad del aire, y un **humidificador** integrado para mayor comodidad, reduciendo la sequedad en la nariz y la garganta.

Descripción de producto. Referencias.

Apnea obstructiva.

Especificaciones técnicas.

Peso.	1248 g.
Dimensiones (la. x an. x al.cm)	150 x 255 x 116 mm.
Rango de presión.	4-20 cm. H ₂ O
Incremento de presión. H ₂ O	0,5 hPa/cm H ₂ O
Tiempo de rampa.	0-45 min.
Presión inicial de la rampa.	4 cm. H ₂ O
Calentador.	Si.
Temperatura máxima de gas.	≤ 41 °C
Humidificador.	Si.
Depósito de agua.	380 ml.
ON / OFF automático.	Fallo de sobrepresión.
Salida de aire	22 mm
Filtro de aire Hipoalergénico.	Polipropileno y acrílico.
Filtro de aire estándar.	Fibra poliéster.
Nivel sonoro.	26 dB(A)
Consumo eléctrico.	53 W. MAX. 104 W.
Entrada de CA.	100-240 V. 50-60 Hz.
Salida de CC.	24 V. 3,75 A.
Módulo inalámbrico.	4G, 3G, 2G
Descarga de datos.	SD Card.
Web y App.	Si.

Garantía.

Garantía.	Aparato 2 años.
Certificados.	CE

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).



Disponible exclusivamente en ResMed, myAir™ es una plataforma fácil de usar que le ayuda a acompañar la terapia de apnea del sueño. myAir™ brinda un puntaje diario de cómo ha dormido e incluye una guía de instrucciones, videos e informaciones personalizadas de entrenamiento con base en los datos de su terapia.



Mandos fáciles de utilizar y un interfaz intuitivo simplifican la navegación en las configuraciones y en el informe de sueño nocturno.

Accesorio.

Tubo calentado ClimateLineAir™.

Personalice las configuraciones de humidificación para CPAP para un flujo de aire cómodamente caliente y húmedo. Compatible con los equipos AirSense™ 10 y AirCurve™ 10.

Nuestra versión ClimateLineAir™ Oxy también posee un conector de oxígeno integrado para personas que necesitan de oxígeno suplementario.



Humidificador calentado HumidAir™

- La humidificación para CPAP del HumidAir™ proporciona un flujo de aire humedecido para ayudar a evitar la boca seca y el congestiónamiento.
- La configuración Auto Climate Control controla el humidificador™ y el tubo de aire calentado ClimateLineAir™ proporcionando niveles constantes y cómodos de temperatura y humedad durante la terapia.
- Personalice sus configuraciones para encontrar el nivel de humedad más cómodo para usted.
- Integrado en nuestras máquinas AirSense™ 10 y AirCurve™ 10.



Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas