



Colchones Dinámicos DOMUS 2



Imágenes no contractuales


Domus 2 está recomendado tanto para pacientes con riesgo alto (Escala Braden de 13 a 15 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado II.

Cuenta con 18 celdas individuales de 10,2 cm de altura conforme a las recomendaciones de la EPUAP.

Su funda Nylon PU es permeable al vapor, resistente al agua. Biocompatible y resistente al fuego.

Descripción de producto	Referencia
Colchón dinámico	DOMUS 2
Grado tisular	Grado II
Escala Branden	13 a 15 puntos.
Especificaciones técnicas colchón	
Alto x largo x ancho	10,2 x 200 x 80 cm.
Peso	4 Kg.
Peso máximo del paciente	140 Kg.
Terapia	Presión alternante.
Celdas	18 Independientes.
Celdas estáticas	3 celdas en cabeza.
Celdas ventiladas	8 celdas.
Base	Nylon PVC.
Especificaciones técnicas compresor	
Alto x largo x ancho	23,7 x 11,2 x 9,5 cm.
Peso	1,4 Kg.
Peso máximo del paciente	140 Kg.
Rango de peso	40 a 140 Kg. regulable
Terapia	Presión alternante
Tiempo de alterne	9,6 minutos.
Máxima salida de aire	4 litros por minuto.
Nivel sonoro	36 dBA
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Colgadores	Si
Garantías / Normativa	
Garantía compresor	2 años.
Normativa compresor	Class II Tipo BF y Ip21
Garantía colchón	2 años.
Normativa colchón	REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Permeable al vapor, resistente al agua



Regulador en función de peso.



Funda Nylon PU

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévenez (Málaga)

