

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

iGo[®]2

DESCUBRE LA VIDA



Alquiler y venta de equipos

☎ 952 179 395 📞 652 770 957

www.ipsomedical.es



**Instalación profesional
solo por
enfermeros certificados.**

Tamaño real

DESCUBRE
LA VIDA
DE NUEVO

iGo[®]2



EL NUEVO ESTÁNDAR EN OXÍGENOPORTÁTIL

El innovador concentrador de oxígeno portátil iGo2 (POC) ha creado una nueva clase de producto: el POC de ajuste automático. Este es el primer POC de su clase que utiliza la tecnología patentada SmartDose™.

Ahora los pacientes pueden disfrutar la vida más libremente sin preocuparse por cambiar los ajustes del oxígeno con diferentes actividades. Es la tranquilidad que estás buscando y la libertad que han estado esperando.



Tecnología Patentada
SmartDose™



Disparador del conservador
del POC más sensible



Cumplimiento con
las normas FAA



Peso menor de
2,2 kg



Alta calidad y
durabilidad de POC



FLEXIBILIDAD EN LA DOSIFICACIÓN

SmartDose[®]
TECHNOLOGY



La tecnología SmartDose™ ajusta automáticamente la dosis de oxígeno a la frecuencia respiratoria de los pacientes, suministrando más oxígeno cuando sea necesario para ayudar a mantener a los pacientes correctamente saturados.

Debido a que los niveles de oxígeno de los pacientes se mantienen consistentes con el nivel de su actividad, ya no es necesario ajustar manualmente la configuración del flujo de oxígeno.

Obtenga la libertad y la confianza para vivir un estilo de vida más activo.

iGo[®]2







CÓMO DE
GRANDE ES
TU MUNDO?

LIBERTAD SIN LÍMITES

El concentrador de oxígeno portátil iGo2 le proporciona libertad para ir a todas partes y hace que el viaje sea mucho más ágil que con otros métodos de suministro de oxígeno, sin importar cómo llegue y cómo vuelva.

El iGo2 es ligero y fácil de llevar en su cómoda bolsa de transporte sobre el hombro.

Gracias a su alta calidad, el diseño del iGo2 es muy duradero.

Equipado con una protectora y resistente carcasa, proporciona una capa adicional de protección contra humedades, mojaduras y otros posibles daños.




iGo[®]2



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

2,2 kg
DE PESO

PUREZA DE
OXÍGENO
DEL 94%



MIN. 3,5
HORAS
DE DURACIÓN
DE BATERÍA

CONTENIDO DEL EQUIPO SUMINISTRADO

BATERÍA

BOLSA DE
TRANSPORTE

CARGADOR

CABLE*

CARGADOR/
ADAPTADOR
PARA COCHE

*específico del país

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Alquiler y venta de equipos

☎ 952 179 395 📞 652 770 957

www.ipsomedical.es



conectados por tu salud

**Instalación profesional
solo por
enfermeros certificados.**

DeVilbiss®iGo®2 es una marca registrada de DeVilbiss Healthcare.
SmartDose™ es una marca registrada de Inovo.