



**Hogar Camas
TANDEM 270**

**CONFORT
PERSONALIZADO**

**2 ANCHURAS
DE SOMIER**



La cama **TANDEM 270** es una cama hospitalaria adaptada a las necesidades de las personas con pérdida de autonomía que desean vivir en pareja.

Sabemos que cada pareja es única y cada individuo tiene sus propias necesidades. Por eso, estamos comprometidos a trabajar contigo para encontrar la solución perfecta. Nuestra cama hospitalaria adaptada no solo ofrece funcionalidad y seguridad, sino también la comodidad y la independencia que se merece cada individuo.


Descripción de producto	Referencia
Cama asistencial	TAMDEN 270
Especificaciones técnicas	
Altura (Superior somier suelo)	34 a 74 cm. 
Largo	200 cm.
Ancho	140 / 160 cm.
Colchón	90 cm. x 195 x 14 cm.
Soporte de apoyo	Patas o ruedas.
Carga máxima (suma de 2 personas)	270 Kg.
Regulación eléctrica	2 Mandos cableados.
Flexión de rodilla regulable	16° y 26°. 
Elevador de respaldo	Electricamente 70°. 
Reposapiés regulable	Cremallera. 
Inclinación	No. 
Barandilla	Opcional.
Incorporador	Instalable en izquierda y derecha.
Frenos	4 independientes en rueda.
Kit de transporte	No
Cabecero y piecero	Madera
Instalar y desmontar	Por profesionales.
Garantía	
Partes metálicas	Hasta 5 años.*
Partes madera	Hasta 2 años.*
Partes eléctricas	Hasta 5 años.*
Normativa	CEI 6060 1-2-52

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).


* En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste.

Imágenes no contractuales.

Cama con opción faldón y largueros
(incompatible con barandillas de madera).



LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS CAMAS SE PUEDEN SERVIR EN LOS SIGUIENTES COLORES



ACCESORIOS DE CAMA



Opción gancho para bolsas.



Opción extensión de somier.



Opción barandilla y barandilla de pie.



Opción, 2 mandos infrarrojos.



Opción, empuñaduras de apoyo.



Ayuda para acostarse



Ayuda para levantarse



Opción incorporador.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

