




El andador plegable BASIC PLUS está fabricado en aluminio, ligero, con asiento y preparado para poder colocarle tanto ruedas traseras como cesta de tela.

Con tan solo 3,020 kg de peso, resiste hasta 150 kg. Esto lo convierte en el compañero perfecto para una amplia variedad de usuarios que buscan confiabilidad sin la carga de un equipo pesado.

Descripción de producto	Referencia
Andador	BASIC PLUS 150
Especificaciones técnicas	
Dimensiones l x a x ancho.	58 x 85-94 x 55,5 cm.
Plegado l x a x ancho.	15 x 85-94 x 55,5 cm.
Anchura interior.	43 cm.
Asiento ancho.	40 cm.
Asiento profundidad.	26 cm.
Asiento altura.	53 cm.
Peso máximo soportado	150 kg.
Peso	3,02 kg.
Ruedas delanteras	4 de 15 cm.
Metal de los tubos.	Aluminio.
Plegable.	Si.
Opción KIT de ruedas.	Si.
Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año




Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).

COLORES DISPONIBLES



Opción de puños de goma.



Plegado fácil, 15 x 85-94 x 55,5 cm.



Opción Kit de ruedas traseras con freno por presión.



Opción de cesta de tela.



opción de funda de asiento.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

