



Mobiliario

Mesa auxiliar MESETA



Imágenes no contractuales

Esta mesa auxiliar está indicada para emplearse principalmente en cama o sofá, fabricada en acero, por lo que ofrece una gran robustez y firmeza, su acabado en blanco le otorga una estética elegante al tiempo que sencilla.

Cuenta con un amplio tablero que puede ser regulado en altura y seguro para todo lo que coloque, sus 4 ruedas le ofrece un grado de movimiento amplio y cuenta con la seguridad de freno en 2 de sus ruedas para el bloqueo en la posición deseada.

El montaje de esta mesa auxiliar es muy simple y sencillo, además incluye las herramientas necesarias para facilitar su montaje.

Descripción de producto	Referencia
Mesa auxiliar	MESETA
Especificaciones técnicas	
Altura máxima	120 cm.
Altura mínima	76 cm.
Ancho base	40 cm.
Largo base	62 cm.
Ancho tablero	138 cm.
Largo tablero	72 cm.
Grosor tablero	2 cm.
Ruedas delanteras	2 de 5 cm. dobles.
Ruedas traseras	2 de 5 cm. dobles.
Frenos	2 traseras.
Luz de entrada base	10 cm.
Acabdo base	Lacado blanco
Acabado tablero	Aglomerado laminado madera
Garantía	
Partes metálicas	3 años.
Partes madera	2 años.
Ruedas	2 años.
Instrucciones	Español / Inglés

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Ruedas traseras con bloqueo

Sujeto a cambios técnicos