

# + Guía práctica PICO<sup>®</sup>

Preguntas y respuestas básicas  
a la terapia de presión negativa  
con PICO<sup>®</sup>

**Smith+Nephew**

PICO<sup>®</sup>

Sistema de terapia de presión  
negativa de un solo uso



**IPSO**  
MEDICAL  
*Pensando en las Personas*



## Preguntas frecuentes

**¿Puedo moverme con el dispositivo?** Sin problemas, pero esto depende de las recomendaciones de tu profesional sanitario. PICO<sup>®</sup> es muy discreto y puede llevarse con su pinza en el cinturón o bolsillo.

**¿Qué hacer cuando voy a dormir?** Asegúrate de que colocas la bomba PICO<sup>®</sup> en un lugar seguro donde no pueda caerse.

**¿Puedo ducharme?** Sí, una ducha ligera está permitida, pero ni el apósito ni la bomba deben exponerse directamente ni sumergirse en el agua. Se puede desconectar la bomba si se requiere, asegúrese de que no penetre agua en el extremo del tubo unido al apósito.

**¿Cuántas horas al día necesito llevar la bomba encendida?**

Para conseguir los beneficios de la TPN, recomendamos que mantengas conectada la bomba durante todas las horas del día todos los días, mientras dure el tratamiento.

## Principales alarmas del dispositivo



➔ El dispositivo está funcionando correctamente.



➔ **Fuga.** El aire se escapa y perdemos el vacío. Tapa con la palma de la mano sobre las tiras donde creas que haya pliegue. Si, al tapar da OK, utiliza las tiras adicionales, si las tienes, o contacta con tu profesional sanitario.



➔ **Apósito lleno.** Contacta con tu profesional sanitario para que realice un cambio de apósito.



➔ **Batería baja.** El sistema funciona correctamente, pero las baterías se están acabando. Deberás sustituirlas en las próximas 24 horas. En el caso de PICO<sup>®</sup> 14 tu profesional te orientará sobre el cambio de baterías.



### Precaución. La bomba contiene un IMÁN



Debes mantener la bomba a una distancia mínima de 10 cm de los dispositivos implantables, como marcapasos, desfibriladores, válvulas de derivación, neuroestimuladores, implantes cocleares u otros equipos de mantenimiento de las funciones vitales, como las bombas de insulina.

Amplía información en la Guía Práctica, encaneando este código QR



Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulta las Instrucciones de Uso (IFU) aplicables al producto antes de usar.

Curación de Heridas • Smith & Nephew S.A.U • Fructuós Gelabert, 2-4.

08970 Sant Joan Despí, Barcelona • T +34 902 30 31 60 • T +34 902 30 31 70

• Marca registrada de Smith+Nephew • Todas las marcas registradas están reconocidas

©Abril 2024 Smith+Nephew • AWM-AWD-39967 Regleta Guía Práctica PICO Paciente